


<p>POP 27 – TESTE DO PEZINHO (TP) - TRIAGEM NEONATAL</p>	<p>Data Elaboração: Agosto/2020</p>
<p>Responsável Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.</p>	
<p>Objetivo Coletar a amostra de sangue do recém-nascido (RN) entre o 3^o o 5^o dia de vida identificando precocemente doenças metabólicas, genéticas, enzimática e endocrinológicas, para que possam ser tratadas em tempo oportuno.</p>	
<p>Material Necessário</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EPIs; ▪ Cartão de coleta; ▪ Lanceta estéril; ▪ Álcool 70%; ▪ Algodão; ▪ Papel alumínio; ▪ Caneta esferográfica azul ou preta; ▪ Estante de secagem. 	
<p>Descrição da Atividade</p> <p>Preparo da Solução:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Higienizar as mãos; ▪ Reunir os materiais; ▪ Orientar os pais e/ou responsáveis sobre o procedimento a ser realizado e as indicações possíveis para re-coleta; ▪ Preencher todos os dados de coleta no cartão (letra legível e de forma); ▪ Pesquisar o RN e registrar no cartão específico no campo peso atual; ▪ Posicionar o RN em posição vertical no colo do responsável; ▪ Paramentar-se com os EPIs indicados; ▪ Aquecer o pé do RN (água morna, soro aquecido, massagem); ▪ Massagear bem o local, ativando a circulação; ▪ Segurar o pé e o tornozelo envolvendo com o dedo indicador e o polegar todo o calcânar para imobilizar o pé, evitando garroteamento do membro, conforme figura ao lado; ▪ Delimitar o local da punção região lateral plantar do calcâneo, conforme figura ao lado; ▪ Realizar a assepsia do calcânar com algodão ou gaze esterilizada, levemente umedecida com álcool 70%; ▪ Aguarde a secagem completa da região para evitar problemas técnicos de hemólise/diluição do material; ▪ Pressionar firmemente a lanceta estéril para puncionar o local na área delimitada; ▪ Desprezar a primeira gota retirando com algodão ou gaze seca; 	



Fonte: Brasil, 2016.

- Exercer leve pressão próximo ao local da punção para formação de nova gota grande, encostar o papel filtro na gota até o preenchimento de todo o círculo. Procurando não encostar o papel filtro diretamente na pele e evitando a sobreposição de gotas;
- Pingar o sangue em todas as circunferências do cartão, até o seu total preenchimento;
- Verificar a qualidade da amostra coletada, certificando-se que o sangue tenha passado no verso do papel filtro;
- Comprimir levemente o local puncionado com gaze esterilizada ou algodão para conter o sangramento;
- Colocar o cartão de coleta para secar na posição horizontal em estante própria, por no mínimo, 2 horas em temperatura ambiente sem artifícios (secador de cabelos, estufa, etc.) ou adição de qualquer substância;
- Após a secagem completa, colocar o cartão em uma caixa plástica fechada, sob refrigeração (2 a 8°C, sempre que possível), sem dobrar ou enrolar o mesmo, até o momento do envio para SMS;

Observações

- O preenchimento do cartão deve seguir as *INSTRUÇÕES PARA OPREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE COLETA DO TESTE DO PEZINHO*, elaborada pela SMS Canoas (Anexo 1).
- Durante a coleta, se houver interrupção do sangramento, massageie novamente a região do calcanhar, caso não surta efeito, repita a punção no mesmo local da anterior. Se houver necessidade de uma terceira punção, usar o outro pé;
- Atentar para o controle dos estoques, a verificação dos prazos de validade e o adequado armazenamento dos cartões;
- Se houver recusa por parte dos familiares para a coleta do “teste do pezinho”, o profissional deve orientá-los sobre os riscos da não realização do exame. O fato deve ser documentado com a assinatura dos pais ou responsáveis e anexado ao prontuário.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. Triagem neonatal biológica: manual técnico / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS. Manual de Orientações sobre o “Teste do Pezinho” – Triagem Neonatal, 2019.

INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal da Saúde. Procedimento Operacional Padrão de Enfermagem: Teste de Triagem Neonatal – “Teste do Pezinho”. Porto Alegre/RS, 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Saúde. Procedimento Operacional Padrão: Teste do Pezinho (TP) – Triagem Neonatal, 2018.

Elaboração

Jones Soares de Oliveira
COREN-RS 362434

Marcia de Oliveira
COREN-RS 324470

Revisão

Rita Daniele Pitthan Dias
COREN-RS 164504

Aprovação

Janaína Zatti
COREN-RS 233736

5

para a realização do exame conforme combinado, o Setor do Teste do Pezinho (Secretaria Municipal de Saúde) deverá ser informado.

5. **Documentar a entrega dos resultados** com ou sem alteração no livro de registro da UBS e arquivar o protocolo da entrega.
6. Em sua maioria, os resultados vem intitulados "RN de nome da mãe". Dessa forma, antes de solicitar segunda via do resultado, **procure o resultado pelo nome da mãe.**
7. Caso necessite de **segunda via do resultado**, entrar em contato com a SMS por e-mail ou telefone, devendo ser informado o nome da mãe, o nome do RN e a data de nascimento.
8. **NUNCA, em hipótese alguma**, o RN deixará de ser atendido caso não tenha documento/cartão do recém-nascido (Cartão SUS/Canoas Saúde). Para que a coleta não seja prejudicada ou ocorra fora do prazo preconizado, o atendimento se dará com base nos dados e registros da mãe.
9. Não deve haver agenda nas Unidades Básicas de Saúde para realização deste teste, devendo sim haver, acolhimento destes RN e **realização dos testes por livre demanda.**

Equipe Técnica
Teste do Pezinho
Secretaria Municipal de Saúde
Canoas/RS